

OENO:	31141
Protokoll (OENO megnevezés):	Schüller felvétel
Indikáció:	Különösen alkalmas ez a felvételi típus a sejtrendszer légtartalmának, kiterjedésének megítélésére (a sziklacsont keresztmetszetében ábrázolódik). Citelli-szög: a pyramis hátsó és felső határát jelentő vonalak találkozásánál keletkezik.
Blende határok:	A centrális sugártól minden irányba 2-2 h. ujjnyi.
Anatómiai képletek:	A felvétel az os temporale régiójának ábrázolására készül. Jó látható a pars mastoidea, a sinus sigmoideus, az emissarium mastoideum
Képméret:	13x18 cm
FFT:	60 cm
Centrális sugár:	25-30 fokos cranio-caudalis csődöntés, fülkagyló felett 2 h. ujjal a fül verticalis síkjába a detektor közeli fülnyílásra
Beállítás (beteg elhelyezése):	Hason fekszik fejét a vizsgálandó oldalra fordítja, a mediá-sagittalis sík párhuzamos a detektorral, fülkagylót előre hajtjuk, fülnyílás 1 ujjal a detektor középvonala elé ér, így a processus mastoideus jobban ábrázolódik
Felvételi követelmény:	A mastoidalis sejtek és az antrum jól ábrázolódjon a felvétel közepén. A temporomandibularis ízület a MAE előtt ábrázolódjon. A fülkagyló nem vetüljön a mastoid sejtekre. A caudalis irányú szög változhat a beteg fejének alakja szerint.
Megjegyzés:	Mindig összehasonlító felvételt készítünk, fontos a szimmetrikus beállítás és a pontos oldaljelzés. Gonádvédelem.