

Allergén specifikus IgE
Diagnózis: allergia, allergia

Diagnózis: allergia
BMKT Pándy Kálmán Kórház, Központi Laboratórium

Dr. Wolf Ildikó e-mail: wolfieldi@gmail.com
TAT (leletátfordulási idő): 5 nap
Telefonszám: 66/463-763/2294 Fax: 66/526-539
Postacím: BMKT Pándy Kálmán Kórház, Központi Laboratórium
5700 Gyula, Semmelweis u. 1.

Minta típusa: 1 db natív vér
Mintaküldés módja: primer cső szobahőn 4h-n belül, vagy -20 oC alatt szérum fagyasztva

Diagnózis: allergia
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Dr. Vámosi Ildikó e-mail: vamosi.kplabor@bazmkorhaz.hu
TAT (leletátfordulási idő): 24 óra
Telefonszám: 46/515-200 Fax: 46/323-694
Postacím: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Minta típusa: szérum
Mintaküldés módja: natív vér vagy szérum, H-P 8-14 h
Megjegyzés: javasolt szállítási hőmérséklet: 4 és 20°C között

Diagnózis: allergia
DE OEC, Regionális Immunológiai Laboratórium

Dr. Gyimesi Edit e-mail: egyimesi@freemail.hu
TAT (leletátfordulási idő): 72 óra
Telefonszám: 52/255-218 Fax: 52/255-218
Postacím: DE OEC, Regionális Immunológiai Laboratórium
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Minta típusa: szérum
Mintaküldés módja: natív vér vagy szérum, személyesen vagy postán
Megjegyzés: javasolt szállítási hőmérséklet: 4 és 20°C között

Diagnózis: allergia
Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Fey Erzsébet e-mail: erzsebet.fey@gmail.com

TAT (leletátfordulási idő): 3 nap
Telefonszám: 06-1/ 455-8100/8240 vagy 06-1/ 455-8171 Fax: 06-1/ 455-8171
Postacím: Főv. Önk. Egy. Szt.István és Szt.László KH-RI, Központi Klinikai
Laboratórium
1097 Budapest, Gyáli út 5-7.

Minta típusa: 1 db géles cső (rozsdaszínű vagy sárga kupak), vagy 1 db natív cső (piros kupak)
Mintaküldés módja: primer cső, hűtve, 4 órán belül vagy szérum (min. 1.5 ml), hűtve 24 órán belül
Megjegyzés: Nutritív allergia: Tojásfehérje, Tej, Tőkehal, Földimogyoró, Szójabab, Mandula, Zeller, Paradicsom, Búza, Citrusfélék, Term.rozs, Tojássárgája, Kazein, Szezám, Mogoró, Banán, Őszibarack, Alma, Sárgarépa, Tökkeverék Légúti allergia: Aspergillus, Nyárfakeverék, Fakeverék-1, Fehér nyírfa, Pázsit, Fűkeverék-1, Term.rozs, Lándzsás utifű, Parlagfű, Fekete üröm, Macskahám, Kutyahám, Tollkeverék, Háziporátka-1, Háziporátka-2, Falgyom, Alternaria sp., Cladosporium herb., Aranyvessző, Amerikai mogyoró

Diagnózis: allergia
Heim Pál Gyermekkorház

Dr. Rimanóczy Éva e-mail: eva.rimanoczy@heimpalkorhaz.hu
TAT (leletátfordulási idő): 24 óra
Telefonszám: 1-459-9126 Fax: 1-333-0167
Postacím: Heim Pál Gyermekkorház Központi Laboratórium
1089 Budapest, Üllői út 86.

Minta típusa: szérum
Mintaküldés módja: natív vér vagy szérum, 0-24 h
Megjegyzés: javasolt szállítási hőmérséklet: 4 és 20°C között

Diagnózis: allergia
Hetényi G. Kórház és Rendelőintézet Központi Laboratórium

Simon Ágnes e-mail: kplabor@hetenyikorhaz.hu
TAT (leletátfordulási idő): 2 hét
Telefonszám: 56/ 503-756 Fax: 56/ 503-758
Postacím: Hetényi G. Kórház-RI. Központi Laboratórium
5000 Szolnok, Tószegi út 21.

Minta típusa: natív vér (piros kupakos cső)
Mintaküldés módja: primer cső a mintavétel napján, vagy szérum fagyasztva

Diagnózis: allergia
Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza

Nevelős Judit e-mail: nevelosjudit@josa.hu

TAT (leletátfordulási idő): 1 hét
Telefonszám: 42/599-790 vagy 42/599-700 /2133 Fax: 42/599-788
Postacím: Jóna András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68. Központi Laboratórium

Minta típusa: 1 db natív vér (piros- vagy sárga kupakos, géles)
Mintaküldés módja: primer cső, 4 órán belül a laboratóriumba továbbítva vagy
fagyasztott szérum

Diagnózis: allergia
Kaposi Mór Oktató Kórház

Dr. Keller Éva e-mail: kapolabor@kmmk.hu
TAT (leletátfordulási idő): 4 hét
Telefonszám: 82/501-357 Fax: 82/501-357
Postacím: Kaposi Mór Oktató Kórház
7400 Kaposvár, Tallián Gy. 20-32. Központi Laboratórium

Minta típusa: 1 db natív vér
Mintaküldés módja: centrifugálás után 2-8 °C-on 48 h-n belül, vagy -20 °C-ra fagyasztva
Megjegyzés: Tej, tojás

Diagnózis: allergia
PTE, Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Tökés-Füzesi Margit e-mail: tokes_fuzesi.gitta@yahoo.com
TAT (leletátfordulási idő): 1 hét
Telefonszám: 72/536-168 Fax: 72/536-121
Postacím: PTE, Laboratóriumi Medicina Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 13. VII. emelet 705. szoba

Minta típusa: szérum
Mintaküldés módja: natív vér vagy szérum, H-P 8-16 h
Megjegyzés: javasolt szállítási hőmérséklet: 4 és 20°C között

Diagnózis: allergia
SZTE, ÁOK, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Jost Krisztina e-mail: kjost@clab.szote.u-szeged.hu
TAT (leletátfordulási idő): 2 hét
Telefonszám: 62/545-753, vagy 62/544-000/5753 Fax:
Postacím: SZTE, ÁOK, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Minta típusa: szérum
Mintaküldés módja: szérum, H-P 8-16 h
Megjegyzés: javasolt szállítási hőmérséklet 4-8°C-on

Diagnózis: allergia
Semmelweis Egyetem, Központi Laboratórium

Dr. Bekő Gabriella e-mail: bekgab@bel1.sote.hu
TAT (leletátfordulási idő): 2 hét
Telefonszám: 1-459-1500/51522 Fax: 1-210-0278/51472
Postacím: Semmelweis Egyetem, Központi Laboratórium, Hemosztázis Laboratórium
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/A. Magasföldszint

Minta típusa: szérum
Mintaküldés módja: natív vér vagy szérum, személyesen vagy postán
Megjegyzés: javasolt szállítási hőmérséklet: 4 és 20°C között

Diagnózis: allergia
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Laboratórumi Diagnosztikai Osztály

Göbölös Kálmánné e-mail: Gobolos.Kalmanne@tmkorhaz.hu
TAT (leletátfordulási idő): 3 hét
Telefonszám: 74/ 501-690 Fax: 74/ 501-587
Postacím: Tolna M. Önk. Balassa János Kórháza Laboratórumi Diagnosztikai Osztály
7100 Szekszárd, Béri Balogh A. u. 5-7.

Minta típusa: 1 db natív vér (piros kupakos cső)
Mintaküldés módja: primer cső szobahőn 4h-n belül a laboratóriumba továbbítva, vagy fagyasztott szérum

Gyógyszer allergén specifikus IgE

Diagnózis: allergia gyanú

Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ

Miklós Katalin e-mail: katamik@gmail.com

TAT (leletátfordulási idő): 3 hét

Telefonszám: 06-1/ 465-2770, 06-1/ 475-2772 Fax: 06-1/ 475-2636

Postacím: Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

Minta típusa: Vacuette Greiner gél-szeparációs, szérumszó Rend.kód:4550071

Mintaküldés módja: Primer szószobahőn 6 órán belül, vagy azon túl szérumszó +2-8 °C-on 1 héten belül, vagy azon túl szérumszó <-20 °C-on fagyasztva

Inhalatív allergén specifikus IgE panel

Diagnózis: allergia gyanú

Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ

Miklós Katalin e-mail: katamik@gmail.com

TAT (leletátfordulási idő): 3 hét

Telefonszám: 06-1/ 465-2770, 06-1/ 475-2772 Fax: 06-1/ 475-2636

Postacím: Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

Minta típusa: Vacuette Greiner gél-szeparációs, szérumszó Rend.kód:4550071

Mintaküldés módja: Primer szószobahőn 6 órán belül, vagy azon túl szérumszó +2-8 °C-on 1 héten belül, vagy azon túl szérumszó <-20 °C-on fagyasztva

Nutritív allergén specifikus IgE panel

Diagnózis: allergia gyanú

Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ

Miklós Katalin e-mail: katamik@gmail.com

TAT (leletátfordulási idő): 3 hét

Telefonszám: 06-1/ 465-2770, 06-1/ 475-2772 Fax: 06-1/ 475-2636

Postacím: Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

Minta típusa: Vacuette Greiner gél-szeparációs, szérumszó Rend.kód:4550071

Mintaküldés módja: Primer szószobahőn 6 órán belül, vagy azon túl szérumszó +2-8 °C-on 1 héten belül, vagy azon túl szérumszó <-20 °C-on fagyasztva