

OENO:	31100
Protokoll (OENO megnevezés):	Koponyafelvétel AP/PA
Indikáció:	traumák, agyi neurológiai tünetek (fejfájás) tapintható terimék, gócos csontelváltozások, fejlődési rendellenességek felismerése.
Blende határok:	AP felső és oldalsó széle lágyrészhatárok, alsó széle áll alatt 1 h. ujjal. PA felső és oldalsó szélei lágyrészhatárok, alsó széle az áll magassága.
Anatómiai képletek:	os frontale, crista Galli, hátsó ethmoidalis sejtek, pars petrosa ossis temporalis.
Képméret:	24x30 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	AP mediansagittalis síkban a glabellára, az orrgyök felett. PA protuberantia occipitalis externa.
Beállítás (beteg elhelyezése):	AP. felvételnél a beteg a hátán fekszik, feje a kazetta közepén, az állát behúzza, de csak annyira, hogy az orbitomeatalis vonal és a mediansagittalis sík merőleges legyen a film síkjára. A kazetta felső széle két harántujjnyival ér túl a koponyán. Ha szükséges, mert pl. kyphosisa van a betegnek, akkor alá kell polcolni a kazettát. PA. felvételnél a beteg hason fekszik /vagy ül és előre hajol/, álla behúzva úgy, hogy a mediansagittalis sík és az orbitomeatalis vonal merőleges legyen a filmre.
Felvételi követelmény:	a mediansagittalis síkban merőlegesen az orrgyökre, PA. felvételnél a protuberantia occipitalis externa magasságában merőleges a kazettára. Kilégzésben légzésszünet. Teljes egészében ábrázolódik a koponya és szimmetrikus, a koponyaboltozat elülső és oldalsó falai ábrázolódnak.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.